

## 最新型のチェック・マイハートに交換のご案内

現在チェック・マイハート(CMH3.0)をご使用中で、今後 Windows 8 や 10 でデータ管理されるお客様にご案内申し上げます。

ご購入の際に付属されていた CD-ROM のステッカーには適用 OS が記載されています。

**「Win 8」の記載がない CMH 本体は、Windows 8 や 10 にも対応可能な内部基盤に取り換える必要があります。又、USB ドライバーも改めてインストールし直す必要もあります。**

- 今お使いの商品を Windows 8/10 対応の New タイプに有償交換致します。

### 【交換手順】

- ① 弊社まで交換ご希望の旨をお知らせ下さい。(お電話か Web サイトより)
- ② お手元にある商品を弊社までご返却下さい。(着払いで結構です)

・送付先；〒140-0013 東京都品川区南大井 1-20-17 マルイト南大井ビル 3F  
株式会社トライテック 最新型交換係 宛て  
TEL；03-5767-9831

- ③ 交換器代を下記銀行口座にお振込み下さい。
  - ・チェック・マイハート交換器代金；¥30,000/台（税込価格）
  - ※振込銀行；三菱東京 UFJ 銀行 四谷支店
  - 口座名；株式会社トライテック
  - 口座番号；普通預金 4742979
- ④ 上記手続きの確認が取れ次第、New タイプ一式を送付させていただきます。  
尚、恐れ入りますが振込手数料はご負担願います。

※ 今までお使いの商品と新たにご購入頂く商品とは、法定表示記載内容に違いがあります。  
CMH 本体の転送データを最新 OS が受け入れ可能になった事以外は、本体の機能に違いはありません。

- New タイプ一式には Windows 8 や 10 対応の CD-ROM が付属されています。  
既に旧バージョンのソフトウェアや USB ドライバーがインストールされている場合は、  
下記手順に従って最新バージョンをインストールし直して下さい。

### 【乗せ替え方法】

- ① PC から『CheckMyHeart HRV Analysis Software』をアンインストールします。
- ② 『PL2303 USB - to - Serial』もアンインストールして下さい。
- ③ 新しい CD-ROM を使って、新しくインストールし直して下さい。

尚、USB ケーブルは従来品も使用できます。

今後とも、ご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

2016 年 4 月吉日