

Venous Cannulae

静脈脱血カニューレ



Venous Cannulae

静脈脱血カニューレ

- 挿入部位の目安として4cm～12cmの間に1cm刻みのマーカがあります。
- バスケットチップの先端部にホールがあり、良好な脱血が得られます。
- MEV2***シリーズは14F～40Fのワイドバリエーションから選択できます。

Arterial cannulae
動脈送血カニューレ

Venous cannulae
静脈脱血カニューレ

Suckers / Vent catheters
サッカー/ベントカニューレ


Aortic root cannulae
心筋保護液注入カニューレ

Coronary ostial perfusion cannulae
冠灌流カニューレ

Pediatric cannulae
小児用カニューレ

静脈脱血カニューレ

Venous cannulae





静脈カニューレ、ワイヤー補強

チップ外径	全長	製品番号	コネクター接続径	JAN コード
F 14	320 mm	ME V 2114	1/4"	4571102331713
F 16	320 mm	ME V 2116	1/4"	4571102331720
F 18	320 mm	ME V 2118	1/4"	4571102331737
F 20	320 mm	ME V 2120	1/4"	4571102331744
F 22	320 mm	ME V 2122	1/4"	4571102331751
F 24	390 mm	ME V 2124	3/8"	4571102331768
F 28	390 mm	ME V 2128	3/8"	4571102331775
F 32	390 mm	ME V 2132	3/8"	4571102331782
F 34	390 mm	ME V 2134	3/8"	4571102331799
F 36	390 mm	ME V 2136	3/8"	4571102331805
F 40	390 mm	ME V 2140	1/2"	4571102331812



静脈カニューレ、90° アングル、スーチャーリング付、ワイヤー補強

チップ外径	全長	先端長	製品番号	コネクター接続径	JAN コード
F 24	390 mm	55 mm	ME V 3124	3/8"	4571102331829
F 28	390 mm	60 mm	ME V 3128	3/8"	4571102331836
F 32	390 mm	65 mm	ME V 3132	3/8"	4571102331843
F 34	390 mm	70 mm	ME V 3134	3/8"	4571102331850
F 36	390 mm	70 mm	ME V 3136	3/8"	4571102331867
F 40	390 mm	75 mm	ME V 3140	1/2"	4571102331874



■製造販売業者

株式会社 トライテック <http://www.trytech.co.jp/>

営業本部/〒160-0023

東京都新宿区西新宿4-32-4 ハイネスロフト3F

TEL03-3375-7585 FAX03-3375-6864

関 西/TEL06-6535-7163 FAX06-6535-7164

■製造業者: MEDOS (ドイツ)

販売名
医療機器承認番号

メドス体外循環カニューレ
213008ZY00131000

0905-300



(株) トライテックはISO 9000の認証を取得し、このシステムに基づき製品管理への取り組みを著実に進めております。