


NUMED HOPKINGTON DILATAION CATHETER

Balloon **I**n **B**alloon



BIB



NuMED ホプキントンカテーテル

Balloon In Balloon Catheter BIB バルーンカテーテル

- バルーンが二重構造になっており、段階的拡張が可能です。
- 4つのイメージバンドで、それぞれのバルーンの有効長を示します。

- * インナーバルーンはアウターバルーンの半分の直径です。
- * バルーン長はインナーバルーンがアウターバルーンより1cm短くなっています。
- * インナーバルーンの使用圧力は4.5~5.0ATMです。



医療機器承認番号：20600BZY00326000
販売名：心臓血管拡張用カテーテル

BIBカテーテル仕様

カタログ番号	JANコード	バルーン直径 (mm)	バルーン長 (cm)	適合シース (Fr)	シャフト径 (Fr)	有効長 (cm)	適合ワイヤー (インチ)	最大使用圧力 (ATM)
BB 001 *	4562100652719	8	2.5	8	8	110	0.035	10
BB 004 *	4562100652740	8	3.0	8	8	110	0.035	10
BB 007	4562100652771	8	3.5	8	8	110	0.035	10
BB 002 *	4562100652726	10	2.5	8	8	110	0.035	9
BB 005 *	4562100652757	10	3.0	8	8	110	0.035	9
BB 008	4562100652788	10	3.5	8	8	110	0.035	9
BB 003 *	4562100652733	12	2.5	8	8	110	0.035	7
BB 006 *	4562100652764	12	3.0	8	8	110	0.035	7
BB 009	4562100652795	12	3.5	8	8	110	0.035	7
BB 025	4562100652801	14	3.5	8	8	110	0.035	6
BB 026	4562100652818	16	3.5	9	9	110	0.035	5
BB 027	4562100652825	18	3.5	10	9	110	0.035	4

* 印は、特注規格のため、あらかじめ発売元に在庫の有無をご確認下さい。

保険医療材料請求分類：弁拡張用カテーテル



<http://www.jms.cc>

■ 総発売元

株式会社ジェイ・エム・エス

東京本社 〒140-0013 東京都品川区南大井一丁目13番5号 新南大井ビル
TEL(03)6404-0603・FAX(03)6404-0613
広島本社 〒730-8652 広島市中区加古町12番17号
TEL(082)243-5844・FAX(082)243-5997

■ 製造販売業者

株式会社 トライテック <http://www.trytech.co.jp/>

〒140-0013 東京都品川区南大井1-20-17 マルト南大井ビル3F
営業本部/ TEL 03-5767-9831 FAX 03-5767-9839
関 西 / TEL06-6535-7163 FAX06-6535-7164

■ 製造業者：NuMED Canada Inc. (カナダ)

(株)トライテックは ISO 13485の認証を取得し、このシステムに基づき製品管理への取り組みを着実に進めております。

TRT-NUM-BIB-1511-0001



■ 取扱店

1511-100